




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Premium Set med papperskorg, pappersdispenser och tvålpump, borstat stål PX30990
Beskrivning	VVS: 773651315 NRF: 1438638 RSK: 8920373 EAN: 5708590392202  Väggmonterad uppsättning bestående av en 200 ml tvålpump för enhandshantering, pappersdispenser för ca 300 pappersservetter och en 15 liters papperskorg i borstat rostfritt stål. För väggmontering med lim eller skruv. Papperskorgen har en invändig hållare för vanliga soppsäsar. Inkl. monteringsatts. Tvåldispensern har en 200 ml behållare avsedd för vanlig flytande handtvål. Satsen har ett fjäderclipslås. Påfyllning av pappersdispensern sker från toppen.
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 304)
Garanti Rengöring	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel. Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com