



# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Madrass till skötbord 950 mm R8703000
<b>Färg</b>	VVS: 777630800 RSK: 8565131 EAN: 5708590339085 HMI: 125808  Vit
<b>Beskrivning</b>	Madrasser för skötbord finns i flera färger och i längder som är anpassade till olika skötbordslängder.  Tillbehör till skötbord. Madrass 760 mm x 950 mm x 30 mm, till 1400 mm skötbord med sanitet. Ftalatfri.
<b>Material</b>	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Stopping: Skum
<b>Rengöring</b>	Överdrag: Techmadin, ftalatfri Daglig rengöring med vatten och tvål följt av avtorkning med en fuktig trasa, samt tvätt regelbundet vid 60-90° utan sköljmedel. Krympning efter tvätt kan förekomma. Vänd inte ut och in vid tvätt. Kan torktumlas vid max 60°. Kan desinficeras med antiseptiska servetter. Alkohol < 70 %. Använd inte desinficeringsmedel som är avsedda för hårda ytor.  Stopping: (skum) Skummet innehåller endast DINPmjukgörare som är godkända av EU för användning i produkter för barn. Tvätta inte skumstopningen. Använd inte madrassen utan överdraget av hygienskäl.





PRESSALIT®

<b>Product</b>	Madrass till skötbord 950 mm
<b>Varunummer</b>	R8703000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®