




PRESSALIT®

Uni scharnier, set 2 stuks

Artikelnummer

B47P999
EAN:5708590238401



Product capaciteit

Gewicht	0,194 kg
Gewicht per stuk	0,194 kg
Gewicht per colli	0 kg
Aantal per colli	0
Aantal per pallet	0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®