




# PRESSALIT®

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article</b><br><b>Numéro article</b> | Kit siphon<br>R2058                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Description</b>                      | <p>VVS:747472910<br/>NRF:6132519<br/>EAN:5708590224800<br/>NBS:N13:30,335</p>  <p>Kit siphon. Pour usage avec MATRIX et PLUS support de lavabo<br/>Kit siphon. Pour usage avec MATRIX et PLUS support de lavabo</p> |
| <b>Garantie</b>                         | Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.                                                                                                                                                               |

[pressalit.com](http://pressalit.com)