




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS support de douche RT600035
Couleur	VVS: 777564735 EAN: 5708590169972 HMI: 42227 NBS: N13:40,375 Rouge (RAL 3003)
Description	 Support de douche. Recommandé pour barre d'appui RT118/119, RT136/138 ou RT144. Support de douche. recommandé pour barre d'appui RT118/119, RT136/138 ou RT144..
Matériaux	Polycarbonate (PC) et plastique ABS
Ergonomie	La forme et le système de verrouillage du support de douche facilite son réglage en hauteur - même pour des mains faibles.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux.

pressalit.com