




PRESSALIT®

Product Varunummer	TMA 1 toalettarmstöd till montering på toalett R1170000
Färg	VVS:615723200 NRF:6191649 RSK:7828180 EAN:5708590211701 HMI: 35270 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Vit
Beskrivning	 TMA armstöd finns i olika bredder och modeller med eller utan toalettsits. TMA 1 toalettarmstöd för montering på Toalett, inkl. R37 Dania Toalettsits. Med BL1999 beslag. Mörkgrå handtag.
Justerbar	Fast höjd
Material	Pulverlackerad rostfritt stål. Mjuk polyuretan. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1). Testrapport tillgänglig.</i> Toalettsits och lock i härdad plast (urea).
Funktioner	Armstöden kan fällas upp individuellt.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.
	Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	TMA 1 toalettarmstöd till montering på toalett
Varunummer	R1170000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

24. september 2026