




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Pressalit Public Universal Papierspender, manuell, 500 Blatt, gebürsteter Stahl PZ30110
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS: 776136515 NRF: 1438656 RSK: 8920588 EAN: 5708590396323</p>  <p>Edelstahl-Papierspender für die Wandmontage. Für ca. 500 Papierservietten. Öffnung mit Schlüsselbetätigung. Inklusive Montagesatz.</p> <p>Edelstahlgehäuse. Oben befüllbar und mit Kontrollöffnung zur Füllstandsanzeige.</p> <p>Empfohlene Papiergröße (gefaltet): 240–250 mm × 100–115 mm.</p>
<b>Materialien</b>	Europäischer rostfreier Stahl (AISI 304)
<b>Garantie</b> <b>Reinigung</b>	<p>Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt.</p> <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>