



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522 Standard toaletsits i trä inkl. universal beslag i rostfritt stål




Varunummer

522455-B48999
VVS: 615101455
NRF: 6190255
RSK: 7904454
EAN: 5708590265018

Pressalit Selandia är en traditionell toaletsits i massivt trä

Färg

Mahogny



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

1996

Material

TOILETSÆDE:

(455) birk, mahognifarvet (farvepigment i lakken)
(456) birk, kirsebærfarvet (farvepigment i lakken)
(607) birk
Overflade: 3 x syrehærdende klar lak.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

DÄMPARSET (gäller endast för toaletsitsar med soft close):

Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.

BESLAG

Rostfritt stål typ W.nr. 1.4301/M och termoplast.

Produktkapacitet

Max belastning sittring 240 kg

Vikt

2,798 kg



PRESSALIT®

Pressalit Selandia 522
Standard toalettsits i trä inkl. universal beslag i rostfritt stål

Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,098 kg
Paket storlek	472x400x348 mm
Vikt per kolli	15,49 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	18
Antal per pall	90
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.
Garanti	Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
