




PRESSALIT®

Product Varunummer	Vägghängd toalett 700 mm R2099000
Färg	VVS:612928000 NRF:6191026 RSK:7822154 EAN:5708590345284 HMI: 105700 Vit
Beskrivning	 Toalett, vägghängd, avstånd från vägg: 700 mm. Exkl. monteringskit. Toalett, vägghängd, avstånd från vägg: 700 mm. Exkl. monteringskit.
Produktkapacitet	Maximal belastning: 400 kg.
Material Ergonomi	Porslin 700 mm rekommenderas för rullstolsanvändare eftersom det ger mer utrymme för en vårdare. Vägghängd toalett gör det möjligt att montera på individuell höjd. Lämnar utrymme för fotstöd, benen på en mobil lyftanordning och vårdarens fötter.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

pressalit.com