



# PRESSALIT®

## Pressalit for Trevi S832 Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål

**Varunummer**

S832000  
EAN:5708590320830  
DB: 1623772


Pressalit for Trevi S832 är en vacker toalettsits, som främst är utvecklad för att passa till IDO Trevi och Aniara toaletter.

**Färg**

Vit

**Beskrivning**

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit for Trevi", art. nr. S832 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universal beslag i rostfritt stål.  
- centerafstand 129-187 mm  
- belastning - ringsæde 160 kg  
- 2 års garanti

**Material**

Härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)

**Produktkapacitet**

Max belastning sittring 160 kg

**Vikt**

2,85 kg

**Kartong storlek**

450x365x55 mm

**Vikt per kolli**

2,87 kg

**Paket storlek**

275x380x480 mm

**Vikt per kolli**

14,35 kg

**Antal per kolli**

5

**Kolli per pall**

12

**Antal per pall**

60



PRESSALIT®

---

**Pressalit for Trevi S832**  
**Standard toalettsits, inkl. universal beslag i rostfritt stål**

---

**Rengöring**

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

**Garanti**

2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---