




PRESSALIT®

Styrebuffer med skrue, 2 stk

Varenummer	T9807 EAN:5708590200521
Beskrivelse	Styrebuffer med skrue, 2 stk



Produktkapacitet

Vægt	0,03 kg
Vægt emballeret	0,03 kg
Vægt pr. kolli	0 kg
Antal pr. kolli	0
Antal pr. palle	0

Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.

pressalit.com