




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 700 ml, børstet stål PY30725
Produktbeskrivelse	VVS: 774565615 NRF: 1438614 RSK: 8920390 EAN: 5708590392745  Desinfektionsdispenser med sensor i rustfrit stål til vægmontering. Enhåndsbetjent desinfektionspumpe med 700 ml tank. Designet til standard desinfektionsmidler til hænder. Låsbar løsning. Inkl. monteringssæt. Inspektionsåbning angiver påfyldningsniveau.
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti Rengøring WEEE	Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade. Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com