




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Pressalit Public Classic Sæbedispenser med sensor, 850 ml, poleret stål PY10715
Produktbeskrivelse	<p>VVS: 774565240 NRF: 1438641 RSK: 8920382 EAN: 5708590392264</p>  <p>Sæbedispenser med sensor i rustfrit stål til vægmontering. Drypfri sæbepumpe med 850 ml beholder. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndcreme. Låsbar løsning. Inkl. monterings sæt.</p>
Materialer	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
Garanti Rengøring	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

pressalit.com