




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT monteringskåpa R2056
Beskrivning	VVS:636859900 NRF:6132517 EAN:5708590322391 NBS:N13:30,335  SELECT monteringskåpa döljer och skyddar till- och avloppssystem. Monteringskåpa till SELECT tvättställ. Döljer och skyddar till- och avloppssystem. Passar till tvättställ MATRIX CURVE och CURVE II R2050 - R2051 - R2052 - R2053.
Material	Polystyren
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	SELECT monteringskåpa
Varunummer	R2056

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®