



PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Varunummer | Pressalit Trend vägghängd toalett med circular flush 220366 |
| Beskrivning | EAN:5708590398334 Den vägghängda, kantlösa toaletten har det effektiva Circular Flush-systemet, som säkerställer en tyst och stänkfri spolning och gör vardagsrengöringen enkel. |
| Produktkapacitet | Maximal belastning: 240 kg |
| Material | Porslin |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel. |

pressalit.com