




PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Kit vis de montage V8655 (4 pièces), pour béton cellulaire V8655
<b>Description</b>	<p>EAN:5708590351391</p>  <p>Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris, pour béton cellulaire.</p> <p>Nécessaire pour :</p> <p>MATRIX support de lavabo : R4820, R4822, R4840, R4842 R4850, R4852, R4870, R4806, SELECTsupport de lavabo : R4950, R4951, R4952, R4953 VALUE support de lavabo : R1210 SELECT TL1 ensemble WC : R8012, R8022, R8212, R8222 SELECT TL2 ensemble WC : R8112, R8122, R8312, R8322 SELECT TL3 ensemble WC : R9013, R9023, R9113, R9123 SELECT TL4 ensemble WC : R9014, R9024, R9114, R9124</p> <p>Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris, pour béton cellulaire</p>
<b>Matériaux</b>	Acier inoxydable et plastique



PRESSALIT®

<b>Article</b>	Kit vis de montage V8655 (4 pièces), pour béton cellulaire
<b>Numéro article</b>	V8655

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®