



PRESSALIT®


Spezialscharnier

Produktnummer

D92999
VVS: 616810934
EAN: 5708590300474

Beschreibung

Spezialscharnier

**Produktkapazität****Gewicht**

0,298 kg

Gewicht, brutto

0,298 kg

Gewicht pro kolli

0 kg

Stück per kolli

0

Stück pro Palette

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®