



# PRESSALIT®


---

## Puffer mit Schraube für Sitzring, oval, grau

---

### Produktnummer

A9003  
EAN:5708590071824



---

### Produktkapazität

---

**Gewicht** 0,01 kg

**Gewicht, brutto** 0,01 kg

**Gewicht pro kolli** 0 kg

**Stück per kolli** 0

**Stück pro Palette** 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

# PRESSALIT®