




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Pressalit Public Universal Desinfectiedispenser met sensor, 950 ml, geborsteld staal PZ30732
Beschrijving	<p>VVS: 774566615 NRF: 1438660 RSK: 8920592 EAN: 5708590396361</p>  <p>Ontsmettingsdispenser met roestvrijstalen sensor voor wandmontage. Met één hand te bedienen desinfectiepomp met reservoir van 950 ml. Ontworpen voor standaard handdesinfectiemiddel. Afsluitbare oplossing. Inclusief montagekit.</p> <p>Inspectieopening geeft vulniveau aan.</p>
Materialen	Europees roestvrij staal (AISI 316L)
Garantie	Op materiaal- en fabricagefouten wordt 2 jaar garantie gegeven.
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.
WEEE	<p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>



PRESSALIT®

Product	Pressalit Public Universal Desinfectiedispenser met sensor, 950 ml, geborsteld staal
Artikelnummer	PZ30732

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®