



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Fernbedienung für SCT 1000/2000/2100/3000 und CT 4000 R8493
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590378350 Kann als zusätzliches Zubehör oder als Ersatzteil erworben werden. Fernbedienung für SCT 1000/2000/2100/3000 und CT 4000
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

pressalit.com