




PRESSALIT®

Produkt	Papirholder til VALUE toiletstøtter
Varenummer	R1151
Produktbeskrivelse	VVS:615722951 NRF:6191653 RSK:7972416 EAN:5708590176680 HMI: 54951 NBS:N13:436 DB: 2076623  Enhåndsbetjent papirholder til VALUE og VALUE II toiletstøtter Papirholder med fjeder til VALUE og VALUE II toiletstøtter, alle modeller. Enhåndsbetjening. Materialer: Rustfrit stål.
Justerbarhed	Fastmonteret
Materialer	Rustfrit stål.
Ergonomi	Kan betjenes med én hånd.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com