




PRESSALIT®

Produkt	Væghængt toilet uden skyllekant, 540 mm
Varenummer	R2098000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS:613232000 NRF:6191063 EAN:5708590377155  Toilet, væghængt, afstand væg til front: 540 mm. Ekskl. vægbefæstigelse. Toilet, væghængt, afstand væg til front: 540 mm. Ekskl. vægbefæstigelse.
Produktkapacitet	Maks. belastning: 400 kg.
Materialer	Sanitetsporcelæn
Ergonomi	Et væghængt toilet giver mulighed for montering i individuel højde. Nedenunder er der plads til kørestolsbrugerens fodstøtter, mobilliftens ben og hjælperens fødder.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com