




PRESSALIT®

Produkt	Sengehest til opklappelige pusleborde
Varenummer	RB1924000
	VVS: 777633750 RSK: 8565155 EAN: 5708590397696
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	 Sengehest 1200 mm, til opklappelige pusleborde. Bør bestilles sammen med puslebordet, da eftermontering kan være besværligt. Vi anbefaler at der bruges en sengehest, der er lidt kortere end selve puslebordet.
Materialer	Pulverlakeret stål.

pressalit.com