



PRESSALIT®

Gleitbuchse mit Widerhaken, lang, grau

Produktnummer

A7223
VVS: 616810680
EAN: 5708590181141



Produktkapazität

Gewicht 0,001 kg

Gewicht, brutto 0,001 kg

Gewicht pro kolli 8,5 kg

Stück per kolli 8500

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®