




PRESSALIT[®]

Product Artikelnummer	Bevestigingsmateriaal V8658 (6 stuk), voor cellenbeton V8658
Beschrijving	EAN: 5708590351360  Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14,, voor cellenbeton. Gebruikt voor: SCT 1000 douchebrancards: R8402, R8403 SCT 2000 douchebrancards: R8478, R8582418 SCT 3000 douchebrancards: R8582313, R8582318 Aankleedtafels met lage startpositie: R8661, R8662, R8663, R8671, R8672, R8673 Aankleedtafels voor wandmontage: R8732, R8734, R8733, R8735, R8711, R8712, R8713, R8721, R8722, R8723 INDIVO Lift voor wandkast: RK1420, RK1421 MATRIX wastafel muurframe, in hoogte en zijwaarts verstelbaar: R482019, R482219, R484019, R484219, R485019, R485219, R487019 Bevestigingsmateriaal, 6 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, voor cellenbeton
Materialen	Roestvrij staal en kunststof



PRESSALIT®

Product	Bevestigingsmateriaal V8658 (6 stuk), voor cellenbeton
Artikelnummer	V8658

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®