




PRESSALIT®

Product Varunummer	Pressalit Public Classic Desinfektionsdispenser med sensor, 700 ml, borstat stål PY30725
Beskrivning	VVS: 774565615 NRF: 1438614 RSK: 8920390 EAN: 5708590392745  Desinfektionsdispenser med sensor i rostfritt stål för väggmontering. Enhandsdesinfektionspump med 700 ml tank. Utformad för standardhanddesinfektionsmedel. Låsbar lösning. Inkl. monteringssats. Inspektionsöppning indikerar fyllnadsnivå.
Material	Europeiskt rostfritt stål (AISI 316L)
Garanti	2 års garanti ges för material- och tillverkningsfel.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com