




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Public Premium Porte-rouleau de papier toilette pour 1 grand rouleau de papier toilette, acier brossé PX30225
Description	VVS: 776130115 NRF: 1438649 RSK: 8920367 EAN: 5708590392677  Porte-rouleau de papier toilette dans un grand boîtier en acier, pouvant accueillir des rouleaux de max. Ø 280 x 100 mm. Pour montage mural. Le support est verrouillable et comprend un kit de montage.
Matériaux	Acier inoxydable européen (AISI 304)
Garantie Nettoyage	Une garantie de 2 ans est offerte pour les défauts de matériau et de fabrication. Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®