



PRESSALIT®

Product Varunummer	Ombyggningskit till manuellt PLUS upphängning till tvättställ/duschsits RT745
Beskrivning	EAN:5708590329970  300 x 175 x 32 mm  100 x 38 x 39 mm Ombyggningskit till manuellt PLUS upphängning till tvättställ/duschsits Ombyggnadssats för konvertering av manuell höjdreglerbar PLUS upphängning till tvättställ/duschsits till höjd-/sidoreglerbar PLUS upphängning till tvättställ/duschsits
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

pressalit.com