



PRESSALIT®


Institutional hinge

Artikelnummer

D92999
VVS: 616810934
EAN: 5708590300474

Kenmerken

Institutional hinge

**Product capaciteit****Gewicht**

0,298 kg

Gewicht per stuk

0,298 kg

Gewicht per colli

0 kg

Aantal per colli

0

Aantal per pallet

0

Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®