



# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	Télécommande pour SCT 1000/2000/2100/3000 et CT 4000 R8493
<b>Description</b>	EAN:5708590378350  Peut être acheté comme accessoire supplémentaire ou comme pièce de détachées. Télécommande pour SCT 1000/2000/2100/3000 et CT 4000

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

## PRESSALIT®