




<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Public Premium Sæbedispenser, 200 ml, børstet stål PX30710
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS:774684215 NRF:1438645 RSK:8920370 EAN:5708590392172</p>  <p>Sæbedispenser i rustfrit stål til vægmontering. Enhåndsbetjent og med drypfri sæbepumpe med en 200 ml beholder. Designet til almindelig flydende sæbe eller håndlotion. Inkl. monteringsæt.</p>
<b>Materialer</b>	Europæisk rustfrit stål (AISI 316L)
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>