



PRESSALIT®

Puffer für Deckel, rund, weiß

Produktnummer

A4003000

EAN:5708590180366

Beschreibung

Puffer für Deckel, rund, weiß



Produktkapazität

Gewicht

0,001 kg

Gewicht, brutto

0,001 kg

Gewicht pro kolli

15 kg

Stück per kolli

15000

Stück pro Palette

0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®