




# PRESSALIT®

## Uni flex-scharnier

### Artikelnummer

D38999  
EAN:5708590292298



### Product capaciteit

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gewicht           | 0,13 kg |
| Gewicht per stuk  | 0,13 kg |
| Gewicht per colli | 0 kg    |
| Aantal per colli  | 0       |
| Aantal per pallet | 0       |

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

[pressalit.com](http://pressalit.com)

# PRESSALIT®