



PRESSALIT®

Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau

Produktnummer

A4011
VVS: 616810311
EAN: 5708590180403



Produktkapazität

Gewicht 0,0043 kg

Gewicht, brutto 0,0043 kg

Gewicht pro kolli 13,76 kg

Stück per kolli 3200

Stück pro Palette 0

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®