




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Matratze für MCT 2, MCT 3, MCT 5, MSCT 1 und MSCT 4 R842717378
Farbe	VVS: 777542718 EAN: 5708590373881 HMI: 128440 Marineblau
Produkt- beschreibung	 Matratze für MCT 2, MCT 3 und MCT 5 mobile Ankleidliege, 695 x 1680 mm. Kann auch mit MSCT 1 verwendet werden
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus 100% Polyester mit Polyurethan, zugelassen gemäß Oeko-Tex 100, Klasse I. Er ist feuerhemmend und für Hausstaubmilben undurchlässig. Die Schaumfüllung besteht aus Polyurethan-Weichschaum auf Polyesterbasis, der ebenfalls feuerhemmend ist und gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



PRESSALIT®

Produkt	Matratze für MCT 2, MCT 3, MCT 5, MSCT 1 und MSCT 4
Produktnummer	R842717378
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättspit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Accel PREVention Wipes Lingettes OxiGenesis from ENVIROX Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com