




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Pressalit Choice Toiletteholder, børstet stål Q30200
<b>Produktbeskrivelse</b>	<p>VVS:776482000 NRF:6190947 RSK:8744047 EAN:5708590336985</p>  <p>Lad Pressalit Choice tilbehør løfte udtrykket på dit badeværelse og skab sammenhæng med et tidløst look. Du får en komplet serie af tilbehør, der passer ind i ethvert badeværelse.</p>
<b>Materialer</b>	Rustfrit stål AISI 304, monteringsindsats i messing.
<b>Garanti</b> <b>Rengøring</b>	<p>Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabriktionsfejl.</p> <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige eller ætsende rengøringsmidler, da det kan medføre, at overfladen tager skade.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®