





PRESSALIT®

Pressalit Cera S696 Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Varenummer	S696000 EAN: 5708591188590 DB: 1404886	
Farve	Hvid	
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Cera", art. nr. S696 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. universalbeslag i rustfrit stål. - centerafstand 145-190 mm - belastning - ringsæde 160 kg - 2 års garanti	
	 	
Designtype	Sandwich	
Materialer	Hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd)	
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 160 kg	
Vægt	2,8 kg	
Mål pr. stk. (emballeret)	430x370x47 mm	
Vægt emballeret	2,95 kg	
Mål pr. kolli	260x390x450 mm	
Vægt pr. kolli	14,75 kg	
Antal pr. kolli	5	
Kolli pr. palle	12	
Antal pr. palle	60	



PRESSALIT®

Pressalit Cera S696
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Garanti

Der ydes 2 års garanti for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®