




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 R844721304
Farbe	VVS: 777542821 EAN: 5708590373935 HMI: 128434 Perlgrau
Produkt- beschreibung	 Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch. Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4 Duschwagen, 660 x 2060 mm. Inkl. 1,6 m Schlauch.
Materialien	Der Matratzenbezug besteht aus geschweißtem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung. Es ist UV-beständig und 100% wasserundurchlässig. Es enthält weder FCKW noch Latex. Die Schaumfüllung ist ein flexibler Polyurethanschaum auf Polyetherbasis, der gemäß Oeko-tex 100, Klasse I zugelassen ist.
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



PRESSALIT®

Produkt	Duschmatratze für MSCT 1 und MSCT 4
Produktnummer	R844721304
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Sprit (husholdningssprit) Tvättspirit 70% Safe Zone Plus Selgiene Extreme Microsan Accel PREvention Wipes Lingettes</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®