




PRESSALIT®

Produkt	Væghængt toilet 700 mm
Varenummer	R2099000
Farve	VVS:612928000 NRF:6191026 RSK:7822154 EAN:5708590345284 HMI: 105700 Hvid
Produktbeskrivelse	 Toilet, væghængt, afstand væg til front: 700 mm. Ekskl. vægbefæstigelse. Toilet, væghængt, afstand væg til front: 700 mm. Ekskl. vægbefæstigelse.
Produktkapacitet	Maks. belastning: 400 kg.
Materialer	Sanitetsporcelæn
Ergonomi	Toilet 700 mm anbefales til kørestolsbrugere - giver også bedre plads til hjælperen.
Garanti	Et væghængt toilet giver mulighed for montering i individuel højde. Nedenunder er der plads til kørestolsbrugerens fodstøtter, mobilliftens ben og hjælperens fødder.
	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

pressalit.com