




PRESSALIT®

Buffert med skruvar 50 mm per stk

Varunummer	T9803 EAN:5708590183947
Beskrivning	Buffert med skruvar 50 mm per stk



Produktkapacitet

Vikt	0,46 kg
Vikt per kolli	0,46 kg
Vikt per kolli	0 kg
Antal per kolli	0
Antal per pall	0

Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.

pressalit.com
