



PRESSALIT®



Universalscharnier

Produktnummer

B83P999
EAN: 5708590301907

Beschreibung

Universalscharnier

**Produktkapazität****Gewicht**

0,196 kg

Gewicht, brutto

0,196 kg

Gewicht pro kolli

0 kg

Stück per kolli

0

Stück pro Palette

0

Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com

PRESSALIT®