



---

**Pressalit Style D2 1206**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle**  
**Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl**  
**Inkl. Design-Embleme, Chrom und Schwarz**

---

**Funktionen**

Lift-off, Absenkautomatik

**Produktnummer**

1206111-DN2999  
VVS: 615099111  
NRF: 1476358  
RSK: 7824134  
EAN: 5708590397481

Pressalit Style D2 ist für alle entwickelt, die mehr als nur einen WC-Sitz möchten. Sein schlankes, elegantes Profil sorgt für einen leichten und exklusiven Ausdruck, der jedes moderne Bad ergänzt.  
Mit austauschbaren seitlichen Design-Emblemen kannst du einen einheitlichen Look mit deinen übrigen Pressalit Style Accessoires und Badzubehör schaffen und die Details an deinen persönlichen Geschmack anpassen. Der Sitz wird mit zwei Sets von Design-Emblemen geliefert, sodass du Farbe und Ausdruck jederzeit ganz einfach verändern kannst. Weitere Design-Embleme in anderen Farben und Oberflächen sind separat erhältlich.  
Pressalit Style D2 ist in sechs wunderschönen Farben erhältlich: Weiß, Mattweiß, Schwarz, Mattschwarz, Matt Dusty Green und Matt Taupe. Diese Farbtöne ermöglichen dir, genau die Atmosphäre zu schaffen, die du dir für dein Bad wünschst.  
Hinter dem Design stehen die bekannte Pressalit Qualität, eine 10-jährige Garantie sowie Funktionen wie Absenkautomatik für ein leises, hochwertiges Schließen und Lift-off für eine einfache und gründliche Reinigung. Zusätzlich sorgt Pressalit SteadyFix® für besondere Stabilität.



**Farbe**

Schwarz (RAL 9005)




**Beschreibung**

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Pressalit Style D2", Art. Nr. 1206 aus durchgefärbtem Duroplast mit Antibakterielle Wirkung, mit eingebaute Dämpfung, mit DN2 Universalscharnieren für lift-off aus Edelstahl.

- Scharnierabstand: 144-224 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- 10 Jahre Garantie



**Pressalit Style D2 1206**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle**  
**Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl<br><br>Inkl. Design-**  
**Embleme, Chrom und Schwarz**



<b>Design Typ</b>	Sandwich
<b>Designer</b>	Pressalit
<b>Design Jahr</b>	2025
<b>Materialien</b>	<p><b>WC-SITZ:</b>  Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>ANTIBAKTERIELL:</b>  Dieser WC-Sitz enthält einen antibakteriellen Zusatzstoff mit biozidem Silberphosphatglas, der das Bakterienwachstum hemmt.</p> <p><b>PUFFER:</b>  EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPFUNGSSET:</b>  Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast.</p> <p><b>SCHARNIERE:</b>  Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.</p>
<b>Produktkapazität</b>	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
<b>Gewicht</b>	2,665 kg
<b>Kartonmaße</b>	457x389x68 mm
<b>Gewicht, brutto</b>	3,089 kg



---

**Pressalit Style D2 1206**  
**WC-Sitz mit Absenkautomatik, Lift-off-Funktion und antibakterielle**  
**Wirkung, mit Scharnieren aus Edelstahl<br><br>Inkl. Design-**  
**Embleme, Chrom und Schwarz**

---

**Maße pro kolli** 469x401x348 mm

**Gewicht pro kolli** 15,445 kg

**Stück per kolli** 5

**Kolli pro Palette** 18

**Stück pro Palette** 90

**Reinigung** Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

**Garantie** Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.