




PRESSALIT®

Product Varunummer	Toalettpappershållare till VALUE toalettarmstöd R1151	
Beskrivning	VVS:615722951 NRF:6191653 RSK:7972416 EAN:5708590176680 HMI: 54951 NBS:N13:436 DB: 2076623 	
	En hand manövrerad toalettpappershållare till VALUE och VALUE II toalettarmstöd	
	Toalettpappershållare med spring till VALUE och VALUE II toalettarmstöd, för alla modeller. En hand manövrerad. Material: Rustfrit stål.	
Justerbar	Fast höjd	
Material	Rustfrit stål.	
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.	

pressalit.com

PRESSALIT®