



PRESSALIT®

Pressalit T Soft 742 Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

742000-D14999
VVS:615002000
NRF:6190128
RSK:7904483
EAN:5708590297927

T Soft er en lydløs og blid fornøjelse, for med indbygget soft close lander toiletsædet sagte på toilettet. Designet er et klassisk Pressalit design med en fuldendt finish, der gør T Soft til en ekstra bruger- og rengøringsvenlig fornøjelse.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "T Soft", art. nr. 742 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D14 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand: 133 - 218 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- anvendelig på universelle toiletter
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2010



Pressalit T Soft 742
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materialer | <p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.</p> |
| Produktkapacitet | Belastning - ringsæde 240 kg |
| Vægt | 2,625 kg |
| Mål pr. stk. (emballeret) | 490x389x84 mm |
| Vægt emballeret | 3,05 kg |
| Mål pr. kolli | 502x401x428 mm |
| Vægt pr. kolli | 15,25 kg |
| Antal pr. kolli | 5 |
| Kolli pr. palle | 12 |
| Antal pr. palle | 60 |
| Rengøring | Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk. |



PRESSALIT®

Pressalit T Soft 742
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
