




PRESSALIT®

Produkt	Monteringssæt V8610 (8 stk), til massiv mur
Varenummer	V8610
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590351537
	
Produktbeskrivelse	Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10, til massiv mur.
	Anvendes til: PLUS vægskinner (lodrette): R9873, R9874 PLUS toiletstøtter: R370370, R370470 R370385, R370485 PLUS klapsæde: R5520 PLUS vaskophæng: R4550 PLUS brusesæder: R7414, R7415
Materialer	Monteringssæt, 8 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10, til massiv mur
	Rustfrit stål og plast

pressalit.com

PRESSALIT®