



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
toalettsits
Toalettsits med soft close, lift-off och
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Varunummer




CP1206111CF
VVS: 613326611
NRF: 1579369
RSK: 7822150
EAN: 5708590398631

Pressalit Trend Combi Pack med toalett-sitsen Style D2 kombinerar samtida design och personlig stil i en elegant helhetslösning. Den vägghängda, kantlösa toaletten har det effektiva Circular Flush-systemet, som säkerställer en tyst och stänkfri spolning och gör vardagsrengöringen enkel.
Tillsammans med Pressalit Style D2 får paketet en extra nivå av exklusivitet. Sitsens smala och eleganta profil matchar toalettens minimalistiska linjer och ger badrummet en lätt och modern känsla. Med utbytbara designemblem är det enkelt att anpassa sitsen till dina andra Pressalit Style-accessoarer – eller byta färg när du vill förnya uttrycket. Varje paket inkluderar två set designemblem, och fler alternativ finns tillgängliga för extra anpassning.
Pressalit Style D2 finns i sex noga utvalda färger som ger dig frihet att skapa den atmosfär du önskar. Bakom designen ligger Pressalits välkända hållbarhet, med 10 års garanti och funktioner som Soft Close, Lift-Off och Pressalit SteadyFix® för ökad stabilitet.
Resultatet är en stilren och hygienisk kombination som passar moderna badrum där personalisering, komfort och kvalitet spelar roll.



Färg

Svart (RAL 9005)





PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
toalettsits
Toalettsits med soft close, lift-off och
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Material	TOALETTSKÅL: Porslin TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vikt	31,055 kg
Kartong storlek	540x410x510 mm
Vikt per kolli	33,725 kg
Vikt per kolli	33,725 kg
Antal per kolli	1
Kolli per pall	5
Antal per pall	5



PRESSALIT®

Pressalit Trend inkl. Pressalit Style D2 1206
Vägghängd toalett med circular flush, inkl.
toalettsits
Toalettsits med soft close, lift-off och
antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på toalettsitsar och 5 års garanti på toalettstolar mot uppvisande av giltigt inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där produkten köptes. Garantin omfattar material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som kan uppstå vid korrekt användning och rengöring av produkten. Pressalit förbehåller sig rätten att undersöka produkten på vår fabrik. Vid en berättigad reklamation kommer Pressalit antingen att:
- skicka reservdelar, eller
- byta ut produkten mot samma eller en liknande modell.
Om färgen på toalettsitsen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att leverera en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att i stället återbetala inköpspriset.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
