




# PRESSALIT®

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>            | Papirholder til VALUE toiletstøtter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Varenummer</b>         | R1151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktbeskrivelse</b> | <p>VVS:615722951<br/>NRF:6191653<br/>RSK:7972416<br/>EAN:5708590176680<br/>HMI: 54951<br/>NBS:N13:436<br/>DB: 2076623</p>  <p>Enhåndsbetjent papirholder til VALUE og VALUE II toiletstøtter</p> <p>Papirholder med fjeder til VALUE og VALUE II toiletstøtter, alle modeller.<br/>Enhåndsbetjening.<br/>Materialer: Rustfrit stål.</p> |
| <b>Justerbarhed</b>       | Fastmonteret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Materialer</b>         | Rustfrit stål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ergonomi</b>           | Kan betjenes med én hånd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanti</b>            | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[pressalit.com](http://pressalit.com)