




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet R1171000
<b>Kleur</b>	VVS:615723100 NRF:6191651 EAN:5708590211718 HMI: 42230 NBS:N13:436 DB: 2076624 Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>TMA toiletsteunen zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes en modellen met of zonder toiletzitting.</p> <p>TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet, incl. BL1999 scharnier. Donkergrijze handvatten. BL1 alleen aanbevolen met de volgende toiletzittingen R26, R27, R28, R29, R37 of R38.</p>
<b>Verstelbaarheid</b>	Vaste montage
<b>Materialen</b>	Gepoedercoat roestvrij staal. Zacht polyurethaan. Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1). Testrapport beschikbaar.
<b>Ergonomy</b>	De opklapbare toiletsteunen geven een goede ondersteuning en de gevormde handvatten zijn comfortabel voor de handen en armen.
<b>Functie</b>	De steunen kunnen individueel worden opgeklapt.
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende, bijtende of schurende reinigingsmiddelen aangezien dit kan leiden tot oppervlak beschadigd.
<b>Conformiteitsverklaring</b>	Het product is geproduceerd in overeenstemming met relevante eisen in Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	TMA 1 toiletsteunen voor montage op toilet
<b>Artikelnummer</b>	R1171000

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®