




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Pressalit Choice Handtuchhaken, 2 Stck., Messing gebürstet Q70100
Produkt- beschreibung	VVS:775295105 NRF:7001076 RSK:8755024 EAN:5708590372181 DB: 2173267  Lassen Sie die Pressalit Choice Badaccessoires den Ausdruck Ihres Badezimmers aufwerten und schaffen Sie einen roten Faden mit einem zeitlosen Look. Sie erhalten eine komplette Serie an Accessoires, die in jedes Badezimmer passen. Genießen Sie den roten Faden im ganzen Haus und nutzen Sie den eleganten Handtuchhaken sowohl im Bad als auch in der Küche.
Materialien	Rostfreier Stahl AISI 304, Befestigungsknoten aus Messing
Garantie Reinigung	Auf Material- und Fabrikationsfehler wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com