




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	Spatgordijn voor SCT 1000 douchebrancards R8421000
Kleur	Wit
Beschrijving	VVS: 777544880 NRF: 7501958 EAN: 5708590293301 NBS: N13:40,375  Spatgordijn voor SCT 1000 douchebrancards, 1800 Materialen: PVC-gecoat canvas (Ftalaatvrij) Spatgordijn voor SCT 1000 douchebrancards, 1800 mm.
Materialen	Het spatgordijn is gemaakt van polyester canvas en is bedekt met PVC dat 100% vrij is van ftalaat.
Functie	Het spatgordijn beschermt de verzorger tegen spatten.

pressalit.com

PRESSALIT®